

Recommandations pour le mode d'emploi des instruments dentaires et chirurgicaux

Les formes d'instruments non appropriées produisent des formes de préparation erronées.

- Des vitesses de rotation trop hautes appliquées pour des parties travaillantes trop grandes provoquent un risque de stabilité des instruments.
- Des vitesses de rotation trop hautes appliquées près de la pulpe mettent sa vitalité en danger. Le même risque s'effectue en cas d'un refroidissement insuffisant.
- Respecter les vitesses de rotation recommandées sur l'emballage.
- Les systèmes moteurs doivent être dans un parfait état technique. Contrôler en permanence le refroidissement suffisant (au minimum 50 ml/min) sur la partie travaillante en cas de vitesse de rotation dépassant 1.500 tours/min.
- En cas des instruments dont la longueur totale est plus grande que 19 mm et dont


le diamètre de la partie travaillante est plus grand que 1,8 mm (ISO -018), un refroidissement extérieur supplémentaire est obligatoire.

- L'humidification des surfaces à préparer ne doit pas être atténuée par une mauvaise technique d'aspiration. Des déviations du spray risquent également de provoquer des dommages dus à la chaleur.
- Selon la préparation, la force d'application se situe entre 0,3 et 2 N.
- Eviter un blocage causé par une force d'application trop forte. Ne pas tordre ou utiliser comme levier (risque de rupture élevé).
- Introduire les instruments avec précaution aussi loin que possible et vérifier leur fixation.
- Les instruments extrêmement pointus s'usent plus vite à la pointe à cause de leur petite circonférence. Pour éviter une réduction de longévité des instruments, nous recommandons une application particulièrement soignée avec une force d'application faible.
- Appliquer les instruments TURBO en toute la surface.
- Des surfaces rugueuses produites par un grain de diamant supérieur à la norme ISO 524 doivent être polies.
- Eliminer immédiatement et ne plus utiliser des instruments endommagés, tordus, ou ne tournant plus de manière concentrique.
- Selon l'application, il est conseillé de porter des lunettes de protection.
- Avant de les utiliser sur les patients pour la première fois et immédiatement après leur usage, désinfecter, nettoyer, sécher et stériliser les instruments rotatifs.

Instruments	Nettoyage et désinfection			Préparation stérilisation	Stérilisation	Déblocage et stockage
	Procédés	Produit	Durée			
	sous considération des restrictions et de la compatibilité des matériaux					
Instruments diamantés	Désinfection chimique	Produit de désinfection	selon les	Eliminer les résidus de	Stérilisation à la	Déblocage ou rejet pour
Fraises en carbure de	et nettoyage après	sans aldéhydes homologué	données du	produit de désinfection à	vapeur 121°C / 20 min.	cours incorrect par une per-
tungstène et en acier	nettoyage mécanique.	par la DGHM (Société alle-	fabricant.	l'eau puis sécher. Faire un	134°C / 5 min.	sonne qualifiée, stockage en
Polissoirs ¹⁾		mande pour l'hygiène et la		examen visuel et vérifier le	Stérilisateur vapeur	emballage pour instruments
Abrasifs céramiques		microbiologie) et la FDA		fonctionnement; éventu-	correspondant à la	stérilisés.
Brossettes		(Food and Drug		ellement nettoyer de nou-	norme	
		Administration); marquage		veau; utiliser un spray anti-	DIN EN 13060 ou	
		CE; à utiliser éventuellement		corrosion lors du fraisage	DIN EN 285.	
		avec les ultrasons; concen-		pour des fraises en acier;		
		tration selon les recomman-		emballage norme EN ISO		
		dations du fabricant.		11607/DIN EN 868-2ff.		

Les recommandations d'utilisation détaillées répondent à la norme DIN EN ISO 17664 www.nti.de

1. En ce qui concerne la stérilisation des polissoirs, nous recommandons une température de 121°C et une durée de 20 min.
 2. L'utilisation de supports est nécessaire pour éviter des dommages de contacts. L'utilisation de faux moyens de désinfection et/ou des durées d'immersion prolongées dans le moyen de désinfection risquent une corrosion (risque de rupture élevé) et un changement de couleur ainsi qu'un enlèvement de la bague de couleur. Quant à la désinfection des polissoirs en silicone, il est déconseillé d'utiliser des solutions de désinfection alcalines.
- Ne pas plonger les polissoirs dans l'alcool !

Utiliser des brosettes et disques à polier FlexiPol à usage unique .

Recommandations pour le stockage et le dépôt :
 sec, protégé contre la récontamination.

En général, il est nécessaire de protéger les instruments contre des produits chimiques, des acides, la chaleur et des différences de température trop importantes.

Respecter les recommandations de l'institut Robert-Koch (exigences en matière d'hygiène en odontologie) ou les normes légales d'hygiène en vigueur dans votre pays!